

NEW PRODUCT

Simple Scan Abutment


Super Line

Diameter	4.M	Height
4: Ø4	S	S: 6mm
5: Ø5		M: 8mm
6: Ø6		L: 10mm
System		
S: Super Line		

Diameter	Height	G/H	Type	Art. No.
Ø 4.0	6.0	2.5	六角	SSJ 40 60 H
	6.0	2.5	非六角	SSJ 40 60 N
	8.0	3.0	六角	SSJ 40 80 H
	8.0	3.0	非六角	SSJ 40 80 N
	10.0	3.5	六角	SSJ 40 01 H
	10.0	3.5	非六角	SSJ 40 01 N

Diameter	Height	G/H	Type	Art. No.
Ø 5.0	6.0	2.5	六角	SSJ 50 60 H
	6.0	2.5	非六角	SSJ 50 60 N
	8.0	3.0	六角	SSJ 50 80 H
	8.0	3.0	非六角	SSJ 50 80 N
	10.0	3.5	六角	SSJ 50 01 H
	10.0	3.5	非六角	SSJ 50 01 N

Diameter	Height	G/H	Type	Art. No.
Ø 6.0	6.0	2.5	六角	SSJ 60 60 H
	6.0	2.5	非六角	SSJ 60 60 N
	8.0	3.0	六角	SSJ 60 80 H
	8.0	3.0	非六角	SSJ 60 80 N
	10.0	3.5	六角	SSJ 60 01 H
	10.0	3.5	非六角	SSJ 60 01 N



- 愈合基台&扫描杆功能
- 支持模型扫描模式
- 支持口内扫描模式

种植体扫描体的优点



便利

使用愈合扫描基台
无需种植体水平取模
使修复体制作时间
大大缩短




精确

相比传统取模方式
精确度更佳



节省

愈合基台功能与
扫描杆功能二者合一
费用支出更低



Dentium 登腾 产品规格如有变更, 恕不另行通知。
For Dentists By Dentists 本品目录中产品可能未获得当地全部相关许可。如需详情, 请咨询登腾公司当地业务人员。 SIPC-23.01[Rev.1]

韩国: 8F,9F,76,Changnyong-daero 256beon-gil,Yeongtong-gu,Suwon-si,Gyeonggi-do,16229,Republic of Korea T + 82-70-7098-4027
北京: 北京市顺义区林河大街22号院13号楼 (100102) T + 86-10-8476-3053 F + 86-10-8476-3053
上海: 浦东新区周浦镇美香花路500弄16号楼 (201318) T + 86-21-5878-6737 F + 86-21-6215-5955
广州: 海珠区荔湾路368号广州之窗商务港10楼1001室 (510290) T + 86-20-6232-5588 F + 86-20-6232-5588



网址: www.dentium.com.cn

Dentium 登腾
For Dentists By Dentists


数字化取模流程

- 愈合基台&扫描杆功能
- 支持模型扫描模式
- 支持口内扫描模式

Simple Scan Abutment



口内扫描模式案例



连接种植体扫描体

口内扫描



CAD设计(临时冠)

佩戴临时冠

CAD设计(最终修复)

最终修复

模型扫描模式案例



连接种植体扫描体

取模



CAD设计(临时冠)

佩戴临时冠

CAD设计(最终修复)

最终修复